

# DONJOY® TRU-PULL® LITE



## INDICATIONS :

- Subluxation externe ou interne de la rotule, instabilités rotuliennes.
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Tendinopathie rotulienne.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Syndrome de l'essuie-glace.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Système breveté d'insert rotulien en silicone « Dual durometer » : se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en « Y », pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.
- Fabriquée en Drytex®, textile fait de nylon et de Lycra® qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra® au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/latéral (interne/externe).
- Attelle peu volumineuse (longueur : 21,6 cm - épaisseur : 1,27 mm) et légère.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique-XS à XXXL).

TAILLE	CIRC. GENOU	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 32,5 cm	81-0260-1	3401047838613
DROITE - S	32,5 - 35 cm	81-0260-2	3401047838781
DROITE - M	35 - 37,5 cm	81-0260-3	3401047838842
DROITE - L	37,5 - 42,5 cm	81-0260-4	3401047838903
DROITE - XL	42,5 - 47,5 cm	81-0260-5	3401047839092
DROITE - XXL	47,5 - 52,5 cm	81-0260-6	3401047839153
DROITE - XXXL	52,5 - 57,5 cm	81-0260-7	3401047839214
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 32,5 cm	81-0261-1	3401047839382
GAUCHE - S	32,5 - 35 cm	81-0261-2	3401047839443
GAUCHE - M	35 - 37,5 cm	81-0261-3	3401047839504
GAUCHE - L	37,5 - 42,5 cm	81-0261-4	3401047839672
GAUCHE - XL	42,5 - 47,5 cm	81-0261-5	3401047839733
GAUCHE - XXL	47,5 - 52,5 cm	81-0261-6	3401047839962
GAUCHE - XXXL	52,5 - 57,5 cm	81-0261-7	3401047840043



Découvrez la vidéo de mise en place d'une Tru-Pull® Lite DonJoy®

