

LES FAUTEUILS RELEVEURS 1 MOTEUR AVEC MECANISME VARIODIFF

Gênes

Des poignées bois discrètes pour une préhension aisée

POINTS FORTS

- Des poignées bois pour faciliter et sécuriser la préhension ! Un matériau naturel et noble, un toucher doux et agréable. Une touche de chaleur dans votre intérieur.
- Manchettes rembourrées pour le confort des avant-bras.
- Un dossier enveloppant pour un accueil moelleux. Il est composé d'une association mousse et fibres de différentes densités en fonction des zones de portance et d'appui.
- Revêtement répondant à la norme retardant au feu EN 1021-1 (test de la cigarette)



Explications p3



Explications p10

VOUS APPRÉCIEREZ

Équipé du mécanisme Variodiff pour bénéficier de la position TV (Explications p10)

MICROFIBRE SUÈDE EASYCLEAN (Explications page 3)



GRIS CENDRÉ
+ BOISERIE NOYER FONCÉ (F) OU «NATURE/CLAIRE» (C)
219-10F OU C




ELÉPHANT
+ BOISERIE NOYER FONCÉ (F) OU «NATURE/CLAIRE» (C)
219-11F OU C




GRIS CLAIR
+ BOISERIE NOYER FONCÉ (F) OU «NATURE/CLAIRE» (C)
219-12F OU C

P I T I N



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement du mur** : mini* 55 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



>1.60M ET
<1.70M
MAXI 110KG

2 coloris bois nature ou noyer foncé, faciles à associer avec votre intérieur

* : angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - ** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)