

LES FAUTEUILS RELEVEURS **1 MOTEUR AVEC MECANISME VARIODIFF**

Héviz

RELEVEUR 1 MOTEUR
REVÊTEMENT VINYLE
100% déhousable

POINTS FORTS

- Revêtement vinyle (pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il répond à la norme non-feu EN1021-1 & 2 (retardant au feu, test de la cigarette et test de la flamme)
- Super résistant (norme « collectivités » usage intensif) Test martindale résistance à l'abrasion >100 000 tours (Explications page 3)
- Une hauteur et profondeur d'assise facilitant « l'accès » des personnes de taille moyenne.
- Mécanisme Variodiff pour bénéficier de la position TV (Explications page 10)

VOUS APPRÉCIEREZ

Assise, dossier et accoudoirs déhousables pour un entretien plus facile ou pour être remplacé(s)



Explications p3



Explications p10




REVÊTEMENT VINYLE (Explications page 3 & 4)



SILIGRIS
 RÉF : 225-60

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : 50 cm


POSITIONS




Releveur



Assis



Télé



Relax

ADAPTÉ POUR
 LES PERSONNES



>1.60M
 À <1.80M
 MAXI 110KG

*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)