

Confort Plus mini

Parfaitement adapté aux personnes de petite taille

POINTS FORTS


- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Velours «soft touch» Revêtement Qualitex haute résistance aux frottements (Explications p3)

VOUS APPRÉCIEREZ

Ses dimensions facilitant l'accès des personnes de petite taille



VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)



Explications p3



Explications p8




FABRICATION USA
Golden Technologies




La marque qui fait la différence
Fabricant de fauteuils releveurs -
DEPUIS 50 ANS

POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM (2 MOTEURS)



Écartement** du mur : 43 cm

Adapté pour les personnes



< 1.55M
MAXI 135KG

TÉLÉCOMMANDE. 1 MOTEUR



Les télécommandes des fauteuils 1 moteur sont équipées d'un port USB (pour recharger téléphone et tablette). 2 touches de commande simples et faciles à utiliser pour un maximum de combinaisons avec arrêt à la position souhaitée dès que vous relâchez la « pression » sur la touche.



SMARTTECH.



La Télécommande, le transformateur et le câble du vérin sont équipés d'un témoin lumineux de bon fonctionnement. Ces diodes d'auto diagnostic vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (télécommande défaillante, transformateur grillé suite à une surtension électrique après un orage par exemple).

*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)