

Munich

BI-MOTEURS CHAUFFANT & MASSANT

Les bienfaits de la chaleur combinée au massage

POINTS FORTS

- Toutes les caractéristiques du Munich (**dimensions, positions... description page 42**)
- Procure une sensation de chaleur douce dans le bas du dos et sur l'assise en maintenant la température du corps.
- Le ressenti potentiel de fraîcheur du revêtement lors des températures ambiantes hivernales disparaît.
- Combinée à la fonction massages par vibrations, cette « chaleur » pourra vous procurer relaxation et bien-être.
- Massage par vibrations 3 programmes au choix. Timer 10, 20 ou 30 minutes. 3 intensités possibles.
- Bouton Marche / Arrêt pour les fonctions 3 zones de massage (lombaires, cuisses, jambes).
- La fonction « chauffante » est opérationnelle lorsque la fonction « massage » est active.


VOUS APPRÉCIEREZ

Deux points de chauffage (Bas du dos et assise) pour 2 fois plus de sensations de chaleur.
Deux télécommandes : une dédiée aux fonctions du fauteuil releveur et une pour les fonctions «massant et chauffant».

TISSU (Explications p3)



BEIGE
REF : 230-18



GRIS
REF : 230-33



Explications p3



Explications p9



Confort Moderne bi-moteurs chauffant


CHAUFFANT

Technologie infra rouge sur 3 zones de chauffage


POINTS FORTS

- Toutes les caractéristiques du Confort Moderne 2 moteurs (**dimensions, positions... Explications p23**)


VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)



CHOCOLAT
(REF. 1844-IR)



GRENAT
(REF. 1848-IR)



GRIS CENDRÉ
(REF. 1843-IR)



Explications p3



Explications p20 & 21



Explications p8




Fabricant de fauteuils releveurs -

GOLDEN

La marque qui fait la différence

DEPUIS 50 ANS -



VOUS APPRÉCIEREZ

3 zones de chauffage pour une sensation de chaleur bienfaisante : dossier, assise pieds. 2 intensités de chauffage - minuteur 30 ou 60 minutes.

LA TECHNOLOGIE INFRA ROUGE elle permet une meilleure pénétration plus en profondeur de la chaleur dans les tissus superficiels du corps humain pour réduire les inflammations, la douleur, les tensions musculaires et améliorer la circulation sanguine. Ce mode de production "non agressif" contribue au traitement thérapeutique complémentaire par la chaleur des «blessures» et soulage l'œdème en favorisant la régénération cellulaire. Il a des effets bénéfiques sur le bien être en général, sur l'anxiété et le sommeil; vous "absorbez" le meilleur du soleil sans les mauvaises ondes des rayons UV.

CHALEUR STANDARD / CHALEUR PAR INFRA ROUGE L'utilisation de la chaleur comme thérapie dans le soulagement de la douleur s'est démocratisée, rendant accessibles à la maison différents équipements domestiques. La production de chaleur peut faire appel à une forme standard plus communément répandue (résistance électrique, ou un autre élément chauffant (de l'eau par exemple)) ou plus performante (la technologie des infra-rouges de «profondeur»). Les modes d'actions et bénéfices sont différents

	TECHNOLOGIE « STANDARD »	TECHNOLOGIE PAR INFRA ROUGES DE « PROFONDEUR »
Transfert	Contact direct avec la peau	« exposition » pas besoin de contact direct avec la peau
Pénétration de la chaleur	Superficielle au niveau de la surface de contact chauffante	Capacité à pénétrer plus en profondeur pour atteindre potentiellement les muscles et couches tissulaires au-delà de celles superficielles
Ressenti / Confort d'utilisation	Sentiment inconfortable de « point » chaud au niveau du contact avec la peau	Plus confortable et température douce et plus homogène sur la zone d'application
Bénéfices « thérapeutiques »	Soulage temporairement les douleurs mineures, raideurs ou tensions musculaires.	Contribue à améliorer la circulation, la relaxation et soulage plus en profondeur les douleurs