


# Munich grande taille

RELEVEUR 2 MOTEURS

Un dossier rehaussé de 8 cm et une assise surélevée de 5 cm par rapport au Munich\*\*\* pour le confort des plus grandes et des plus grands.



TISSU (Explications p3)



BEIGE  
REF : 226-18

GRIS  
REF : 226-33



Explications p3




Explications p9

## POINTS FORTS


- Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement Téfion ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)
- Super résistant (norme usage intensif)
- Suspension d'assise Ressorts type anti affaissement + ressorts verticaux hélicoïdaux enséchés et mousse de polyuréthane de densité 50kg/m3

## DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement\*\* du mur : mini 65 cm

## POSITIONS



Adapté pour les personnes

