

Mise en décharge totale de l'avant-pied

INDICATIONS

- Suite opératoire des chirurgies de l'avant-pied
- Ulcérations des têtes métatarsiennes et des orteils
- États inflammatoires et douloureux de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture auto-agrippante
- Bloc talonnier anti-choc et compressible
- Coin amortisseur
- Talus 10°
- Se porte à droite ou à gauche
- Vendue à l'unité



Référence	Taille	Pointure
4900201	T1	36 à 39
4900202	T2	39,5 à 42,5
4900203	T3	43 à 46

Basic UDI : 37602901BAROUK0248HF

Distributeur : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr
Fabricant : MAYZAUD, France
Mise à jour : 27 Août 2024

Mise en décharge totale de l'avant-pied

INDICATIONS

- Suite opératoire des chirurgies de l'avant-pied
- Ulcérations des têtes métatarsiennes et des orteils
- États inflammatoires et douloureux de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture auto-agrippante
- Bloc talonnier anti-choc et compressible
- Coin amortisseur
- Talus 10°
- Se porte à droite ou à gauche
- Vendue à l'unité



Référence	Taille	Pointure
4900201	T1	36 à 39
4900202	T2	39,5 à 42,5
4900203	T3	43 à 46

Basic UDI : 37602901BAROUK0248HF

Distributeur : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr
Fabricant : MAYZAUD, France
Mise à jour : 27 Août 2024