

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied
- Port d'orthèses plantaires

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture importante facilitant le chaussage
- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Semelle interne amortissante permettant le port de semelles orthopédiques
- Semelle externe de forme légèrement bateau pour un meilleur déroulé du pas
- En peausserie souple
- Languette capitonnée
- Intérieur capitonné, sans couture sur l'avant-pied
- Grande largeur à l'avant-pied et haut sur les orteils
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49760139	3401060021177	Noir	39
49760140	3401060021184	Noir	40
49760141	3401060021207	Noir	41
49760142	3401060021214	Noir	42
49760143	3401060021238	Noir	43
49760144	3401060021245	Noir	44
49760145	3401060021252	Noir	45
49760146	3401060021276	Noir	46

Basic UDI : 366458124RC

Fabricant : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied
- Port d'orthèses plantaires

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture importante facilitant le chaussage
- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Semelle interne amortissante permettant le port de semelles orthopédiques
- Semelle externe de forme légèrement bateau pour un meilleur déroulé du pas
- En peausserie souple
- Languette capitonnée
- Intérieur capitonné, sans couture sur l'avant-pied
- Grande largeur à l'avant-pied et haut sur les orteils
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49760139	3401060021177	Noir	39
49760140	3401060021184	Noir	40
49760141	3401060021207	Noir	41
49760142	3401060021214	Noir	42
49760143	3401060021238	Noir	43
49760144	3401060021245	Noir	44
49760145	3401060021252	Noir	45
49760146	3401060021276	Noir	46

Basic UDI : 366458124RC

Fabricant : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024