

Hiphop

L.P.P. CHUT
7177718
DMICÉ

Se conformer
à la prescription
médicale

neut
depuis 1923

INDICATIONS

- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Contrefort postérieur ergonomique facilitant l'enfilage sans effort
- Tige extensible
- Semelle externe anti-dérapante et ergonomique limitant les contraintes sur l'avant-pied
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
4993211136	3664588039783	Gris	36
4993211137	3664588039790	Gris	37
4993211138	3664588039806	Gris	38
4993211139	3664588039813	Gris	39
4993211140	3664588039820	Gris	40
4993211141	3664588039837	Gris	41

Basic UDI : 366458124RC

Fabricant : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 15 octobre 2025

Hiphop

L.P.P. CHUT
7177718
DMICÉ

Se conformer
à la prescription
médicale

neut
depuis 1923

INDICATIONS

- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Contrefort postérieur ergonomique facilitant l'enfilage sans effort
- Tige extensible
- Semelle externe anti-dérapante et ergonomique limitant les contraintes sur l'avant-pied
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
4993211136	3664588039783	Gris	36
4993211137	3664588039790	Gris	37
4993211138	3664588039806	Gris	38
4993211139	3664588039813	Gris	39
4993211140	3664588039820	Gris	40
4993211141	3664588039837	Gris	41

Basic UDI : 366458124RC

Fabricant : NEUT SAS, France
159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr
Tél. : 03.25.76.10.10
Fax : 03.25.76.12.10
e-mail : ortho@neut.fr
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 15 octobre 2025