

INDICATIONS

- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
- Œdème résiduel ou postopératoire

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Tige souple et pièce extensible au regard de l'hallux valgus (coloris gris uniquement)
- Semelle interne avec mousse de confort
- Semelle externe en PU anti-dérapante
- Vendues à la paire

Coloris nacre, multicolore



Coloris gris



Coloris nacre et gris



Coloris multicolore



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
4963151336	3664588040246	Multicolore	36
4963151337	3664588040253	Multicolore	37
4963151338	3664588040260	Multicolore	38
4963151339	3664588040277	Multicolore	39
4963151340	3664588040284	Multicolore	40
4963151341	3664588040291	Multicolore	41



Basic UDI : 366458124RC

**Fabricant** : NEUT SAS, France  
159 avenue d'Echenilly  
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS  
www.neut.fr  
Tél. : 03.25.76.10.10  
Fax : 03.25.76.12.10  
e-mail : ortho@neut.fr  
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 15 octobre 2025

INDICATIONS

- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
- Œdème résiduel ou postopératoire

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Tige souple et pièce extensible au regard de l'hallux valgus (coloris gris uniquement)
- Semelle interne avec mousse de confort
- Semelle externe en PU anti-dérapante
- Vendues à la paire

Coloris nacre, multicolore



Coloris gris



Coloris nacre et gris



Coloris multicolore



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
4963151336	3664588040246	Multicolore	36
4963151337	3664588040253	Multicolore	37
4963151338	3664588040260	Multicolore	38
4963151339	3664588040277	Multicolore	39
4963151340	3664588040284	Multicolore	40
4963151341	3664588040291	Multicolore	41



Basic UDI : 366458124RC

**Fabricant** : NEUT SAS, France  
159 avenue d'Echenilly  
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS  
www.neut.fr  
Tél. : 03.25.76.10.10  
Fax : 03.25.76.12.10  
e-mail : ortho@neut.fr  
Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 15 octobre 2025