

CHUT

JOSIANE NOIR

Chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT)

Chaussures à volume variable

CHAUSSURES DE TRAITEMENT

neut



L.P.P. 7177718

BASIC-UDI 3664588JOSIANE00TV

Vente à la paire

INDICATIONS

- ☐ Pieds rhumatoïdes
- ☐ Déformation du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...

CARACTÉRISTIQUES

- ☐ Fermeture par 1 bande auto-agrippante réglable
- ☐ Semelle externe en PU anti-dérapante
- ☐ Matériau extensible à l'aplomb des orteils

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé. Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé. Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure. En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre professionnel de santé. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Il est recommandé de conserver les boîtes d'emballage d'origine et de stocker la marchandise dans un endroit frais, sec et l'abri de toute lumière directe. Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

RÉFÉRENCES

Référence	GTIN	Pointure
4970210035	3664588041694	35
4970210036	3664588041700	36
4970210037	3664588041717	37
4970210038	3664588041724	38
4970210039	3664588041731	39
4970210040	3664588041748	40
4970210041	3664588041755	41
4970210042	3664588041762	42

COMPOSITION

Dessus	Matière synthétique
Doublure	Matière synthétique
Semelle interne	Matière synthétique
Recouvrement de la semelle interne	Matière synthétique
Semelle externe	Polyuréthane
Largeur	H



Dispositif médical de classe I.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
Conserver cette notice.
Se conformer à la prescription médicale.

neut

depuis 1923



NEUT SAS - 159 AVENUE D'ECHENILLY - 10120 ST-ANDRE-LES-VERGERS - FRANCE
Tél. : 03.25.76.10.10 - E-mail : ortho@neut.fr - Réclamations : qualite@neut.fr
Retrouvez-nous sur www.neut.fr

Date de version : septembre 2026