

Pamela

L.P.P. CHUT 2133685 DM|CE Se conformer à la prescription médicale

neut depuis 1923

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321020236	3664588025397	Beige rosé	36
49321020237	3664588025403	Beige rosé	37
49321020238	3664588025410	Beige rosé	38
49321020239	3664588025427	Beige rosé	39
49321020240	3664588025434	Beige rosé	40
49321020241	3664588025441	Beige rosé	41
49321020242	3664588025731	Beige rosé	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321020036	3664588025458	Noir	36
49321020037	3664588025465	Noir	37
49321020038	3664588025472	Noir	38
49321020039	3664588025489	Noir	39
49321020040	3664588025496	Noir	40
49321020041	3664588025502	Noir	41
49321020042	3664588025519	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France

Distributeur : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024

Pamela

L.P.P. CHUT 2133685 DM|CE Se conformer à la prescription médicale

neut depuis 1923

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321020236	3664588025397	Beige rosé	36
49321020237	3664588025403	Beige rosé	37
49321020238	3664588025410	Beige rosé	38
49321020239	3664588025427	Beige rosé	39
49321020240	3664588025434	Beige rosé	40
49321020241	3664588025441	Beige rosé	41
49321020242	3664588025731	Beige rosé	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321020036	3664588025458	Noir	36
49321020037	3664588025465	Noir	37
49321020038	3664588025472	Noir	38
49321020039	3664588025489	Noir	39
49321020040	3664588025496	Noir	40
49321020041	3664588025502	Noir	41
49321020042	3664588025519	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France

Distributeur : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024