

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Absence de couture sur l'avant-pied
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321000236	3664588025526	Beige rosé	36
49321000237	3664588025533	Beige rosé	37
49321000238	3664588025540	Beige rosé	38
49321000239	3664588025557	Beige rosé	39
49321000240	3664588025564	Beige rosé	40
49321000241	3664588025571	Beige rosé	41
49321000242	3664588025588	Beige rosé	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321000036	3664588025595	Noir	36
49321000037	3664588025601	Noir	37
49321000038	3664588025618	Noir	38
49321000039	3664588025625	Noir	39
49321000040	3664588025632	Noir	40
49321000041	3664588025649	Noir	41
49321000042	3664588025656	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France**Distributeur** : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Absence de couture sur l'avant-pied
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321000236	3664588025526	Beige rosé	36
49321000237	3664588025533	Beige rosé	37
49321000238	3664588025540	Beige rosé	38
49321000239	3664588025557	Beige rosé	39
49321000240	3664588025564	Beige rosé	40
49321000241	3664588025571	Beige rosé	41
49321000242	3664588025588	Beige rosé	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321000036	3664588025595	Noir	36
49321000037	3664588025601	Noir	37
49321000038	3664588025618	Noir	38
49321000039	3664588025625	Noir	39
49321000040	3664588025632	Noir	40
49321000041	3664588025649	Noir	41
49321000042	3664588025656	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France**Distributeur** : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024