

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture éclair sur le bord latéral du laçage augmentant l'ouverture et facilitant le chaussage
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321010236	3664588025328	Beige	36
49321010237	3664588025335	Beige	37
49321010238	3664588025342	Beige	38
49321010239	3664588025359	Beige	39
49321010240	3664588025366	Beige	40
49321010241	3664588025373	Beige	41
49321010242	3664588025380	Beige	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321010036	3664588025663	Noir	36
49321010037	3664588025670	Noir	37
49321010038	3664588025687	Noir	38
49321010039	3664588025694	Noir	39
49321010040	3664588025700	Noir	40
49321010041	3664588025717	Noir	41
49321010042	3664588025724	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France**Distributeur** : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024

INDICATIONS

- Pieds à hauts risques podologiques
- Troubles trophiques
- Pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques
- Déformations orthopédiques de l'avant-pied
- Séquelles post-chirurgicales de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture éclair sur le bord latéral du laçage augmentant l'ouverture et facilitant le chaussage
- Semelle externe en TR semi-rigide limitant les pressions sous l'avant-pied
- Doublure cuir
- Contrefort et coutures capitonnées pour pieds sensibles
- Bout dur haut offrant plus de hauteur sur l'avant-pied pour loger les déformations
- Vendues à la paire



Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321010236	3664588025328	Beige	36
49321010237	3664588025335	Beige	37
49321010238	3664588025342	Beige	38
49321010239	3664588025359	Beige	39
49321010240	3664588025366	Beige	40
49321010241	3664588025373	Beige	41
49321010242	3664588025380	Beige	42

Référence	Code A.C.L.	Coloris	Pointure
49321010036	3664588025663	Noir	36
49321010037	3664588025670	Noir	37
49321010038	3664588025687	Noir	38
49321010039	3664588025694	Noir	39
49321010040	3664588025700	Noir	40
49321010041	3664588025717	Noir	41
49321010042	3664588025724	Noir	42



Basic UDI : 366458121R6

Fabricant : NEUT SAS, France**Distributeur** : NEUT SAS, France

159 avenue d'Echenilly

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

www.neut.fr

Tél. : 03.25.76.10.10

Fax : 03.25.76.12.10

e-mail : ortho@neut.fr

Réclamations : qualite@neut.fr

Mise à jour : 27 Août 2024